

STEAMJET

Klasse B
AUTOKLAAF

Autoclaven voor instrumenten

Een steriele en veilige praktijk



Esterilización instantánea



15 min



www.enbio-group.com

enbio  Since 1980

STEAMJET



2 JAAR
GARANTIE

100% BESCHERMING

TUV NORD

red dot
design award

Programma

	134°C	121°C
Sterilisatietijd	4	15
Droogtijd	3	5
Totale procestijd	15	30

Specificaties

Steamjet

Voeding	230V/50Hz
Installatievermogen	3500 W
Maximaal stroomverbruik	15 A
Werkingsdruk	2,1 Bar
Maximale druk	2,3 Bar
Maximale procestemperatuur	137°C
Volume proceskamer	2,7 l
Max. aantal pakketten (indicatief)	8
Max. gewicht van de partij	0,5 kg
Gewicht	15 kg
Beschermingsniveau	IP20
Archivering van procesgegevens	USB-stick
Gedestilleerd/gedemineraliseerd aanvoerwater	Extern

Verkoop in Europa:
Enbio Group GmbH
Basler Str. 115
79115 Freiburg im Breisgau

T. +49 30 863 20 192
info@enbio-group.com
www.enbio-group.com

ver: 27.03.2019

Productie:
Enbio Group AG
Eichengasse 3
4702 Oensingen
Zwitserland