

STEAMJET

КЛАССА В  
АВТОКЛАВ

# Автоклавы для инструментов

Стерильный и безопасный кабинет



Nizkaya  
tsena



15  
min



[www.enbio-group.com](http://www.enbio-group.com)

enbio.  Since 1980

# STEAMJET



**2** ГОДА  
ГАРАНТИИ

100% ЗАЩИТА

TUV NORD

red dot  
design award

## ПРОГРАММА

	134°C	121°C
Время стерилизации (мин)	4	15
Время сушения (мин)	3	5
Общее время процесса	<b>15</b>	<b>30</b>

## Технические параметры

## Steamjet

Питание	230V/50Hz
Установленная мощность	3500 W
Макс.потребление тока	15 A
Рабочее давление	2,1 Bar
Максимальное давление	2,3 Bar
Макс.температура процесса	137°C
Объем рабочей камеры	2,7 l
Макс.количество пакетов	8
Макс.вес загрузки	0,5 kg
Вес	15 kg
Степень защиты	IP20
Архивация данных процесса	USB Drive
Питание дистиллированной либо деминерализированной водой	Снаружи

Веркауп в Европе:  
Enbio Group GmbH  
Basler Str. 115  
79115 Freiburg im Breisgau

T. +49 30 863 20 192  
info@enbio-group.com  
[www.enbio-group.com](http://www.enbio-group.com)

ver: 25.03.2019

Производитель:  
Enbio Group AG  
Eichengasse 3  
4702 Oensingen  
Switzerland