

Enbio S - Autoklaw do narzędzi

Sterylny i bezpieczny gabinet



7min
błyskawiczna
sterylizacja





2 LATA
GWARANCJI

100% WYMAGAŃ
SANEPIDU

 **reddot**
design award

Program

Program	134°C FAST	134°C	121°C
Czas sterylizacji w min	3,5	4	15
Czas suszenia w min	-	3	5
Całkowity czas w min	7	15	30

Dane techniczne

Zasilanie	230V/50Hz
Moc zainstalowana	3250 W
Max. pobór prądu	15 A
Ciśnienie robocze	2,1 Bar
Ciśnienie maksymalne	2,3 Bar
Max. temperatura procesu	137°C
Objętość komory procesowej	2,7 l
Max. ilość pakietów (orientacyjnie)	8
Max. waga wsadu	0,5 kg
Masa	15 kg
Stopień ochrony	IP20
Archiwizacja danych procesu	USB Drive
Zasilanie w wodę destylowaną lub demineralizowaną	Z zewnątrz



Enbio Group AG
Eichengasse 3,
4702 Oensingen
Szwajcaria



Enbio Technology Sp. z o.o.
Ul. Sportowa 8c, 81-300 Gdynia, Polska
T. +48 58 731 96 31
info@enbio-group.com
www.enbio-group.com

